

JENIS KETERAMPILAN : MELAKUKAN PEMERIKSAAN PENUNJANG LABORATORIUM SEDERHANA GOLONGAN DARAH

No	KOMPONEN KERJA	PENCAPAIAN								
		Lab			Ujian			Klinik		
		Tgl.	Tgl.	Tgl.	Tgl.	Tgl.	Tgl.	Tgl.	Tgl.	Tgl.
NILAI		0	1	2	0	1	2	0	1	2
I	<p>PERSIAPAN ALAT:</p> <ol style="list-style-type: none"> Obyek glas 2 buah Pipet Cairan reagent untuk golongan darah Mangkok/bengkok/tempat alas(benda bekas pakai) Kapas alcohol <p>PERSIAPAN PASIEN DAN LINGKUNGAN</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasien duduk dan berbaring Atur pencahayaan secukupnya 									
II	<p>LANGKAH KERJA:</p> <ol style="list-style-type: none"> Cuci tangan Beritahu ibu Untuk mendapatkan bahan darah guna pemeriksaan prosedur dilaksanakan seperti pada pengambilan darah untuk VDRL Pada waktu memindahkan darah dari spuit kedalam botol disisakan kira-kira 2 tetes untuk diteteskan keatas obyek glas yang sudah disiapkan dengan reagent Baca hasilnya <u>Golongan darah A :</u> Bila terjadi aglutinasi pada tempat antisera A sedangkan pada tempat antisera B tidak terjadi aglutinitas <u>Golongan darah B :</u> Bila terjadi aglutinasi pada tempat antisera B sedangkan pada tempat antisera A tidak terjadi aglutinitas <u>Golongan darah AB :</u> Bila terjadi aglutinasi pada tempat antisera A ataupun antisera B <u>Golongan darah O :</u> Bila terjadi aglutinasi baik pada tempat antisera A ataupun antisera B Cetak hasilnya dan beritahukan pada ibu Beritahu ibu bahwa perasat sudah selesai Bersihkan dan rapikan alat-alat Cuci tangan 									
III	<p>SIKAP</p> <ol style="list-style-type: none"> Teliti Sabar Sopan 									
IV	<p>PENYELESAIAN</p> <ol style="list-style-type: none"> Mencatat hasil pemeriksaan ke dalam status Membuat kesimpulan Memberikan nasehat jika ada kelainan Merapikan pasien Membereskan alat-alat 									
PEMBIMBING LABORATORIUM										
NILAI										
PENGUJI										
NILAI										
PRESEPTOR										
NILAI										

$$\text{Nilai} : \frac{\sum \text{Skor}}{\sum \text{Poin} \times 2} \times 100 =$$