

JENIS KETERAMPILAN : MELAKUKAN PEMERIKSAAN PENUNJANG LABORATORIUM SEDERHANA PROTEIN URINE

No	KOMPONEN KERJA	PENCAPAIAN								
		Lab			Ujian			Klinik		
		Tgl.			Tgl.			Tgl.		
	NILAI	0	1	2	0	1	2	0	1	2
I	PERSIAPAN ALAT: 1. 2 Tabung urine 2. Asam asetat 6 % 3. Pemegang tabung urine PERSIAPAN PASIEN: 1. Memberitahu pasien tentang tindakan yang akan dilakukan 2. Mengatur pencahayaan secukupnya									
II	LANGKAH KERJA: 1. 2 tabung diisi urine masing-masing 5cc 2. Tabung 1 dipanaskan hingga mendidih, perhatikan sesudah itu apakah terjadi kekeruhan atau tidak 3. Tabung 1 yang telah dipanaskan, tetesi3-5 asam asetat 6 % lalu panaskankembali sampai mendidih, Bila tetapkeruh hasil positif 4. Catat hasil pemeriksaan 5. Alat-alat dibersihkan Cara membaca hasil : ➤ Negatif (-): Urine tidak Keruh ➤ Positif 2 (++) : Kekeruhanmudah dilihat dan ada endapanhalus ➤ Positif 3 (+++): Urine lebihkeruh dan ada endapan yang lebih ➤ Jelasterlihat Positif 4 (++++): Urine sangat keruh dan disertai endapan									
III	SIKAP 1. Teliti, Cermat 2. Sabar 3. Sopan									
IV	PENYELESAIAN 1. Merapikan alat 2. Pencatatan dan pelaporan									
PEMBIMBING LABORATORIUM										
NILAI										
PENGUJI										
NILAI										
PRESEPTOR										
NILAI										

$$\text{Nilai : } \frac{\sum \text{Skor}}{\sum \text{Poin} \times 2} \times 100 =$$

